

MODULO DI RACCOLTA PER SCOTCH TEST

- Munirsi di scotch di tipo trasparente.
- Farsi consegnare dal laboratorio due vetrini portaoggetti.
- Il mattino appena alzato e comunque prima di aver fatto la doccia o igiene intima, applicare brevemente la parte adesiva dello scotch sulle pliche perianali e quindi farlo aderire distendendolo su un vetrino.
- Ripetere l'operazione con l'altro.
- Consegnare i campioni al laboratorio lo stesso giorno in cui si effettua il test.